

LA PRUEBA DE DROGA AHORA ES FACIL

Durante más de 25 años, Lifeloc Technologies ha fabricado alcoholímetros de precisión y somos reconocidos a nivel mundial por nuestro énfasis en la calidad superior, facilidad de uso, y un excelente servicio.



Ahora Lifeloc ofrece una amplia gama de productos en la detección de drogas para complementar nuestros probadores de alcohol. Fabricados a las especificaciones de la más alta calidad, se encontrará todo lo que necesita en la recolección de orina, los detectores por vía oral y de los suministros de análisis de drogas.

Lifeloc es su proveedor para todas sus necesidades en el análisis y control de drogas y el alcohol.

Lifeloc
TECHNOLOGIES

Descubra el Poder en la Prueba de Droga

PRODUCTOS DEL TEST DE DROGAS

Muestras con Vaso Partido



El Vaso Partido (Split Cup) le proporciona una solución única y eficaz para las pruebas de drogas.

- Le permite recoger muestras instantáneas en situ
- Recipiente hermético con tapa de giro
- Transferencia de una muestra de 2ml
- Controlado por el Administrador vs. Por el Donante
- Fácil de Fotocopiar los Resultados
- Una Tira de Temperatura Integrada
- Varias configuraciones disponibles

CE

Test de Inmersión

Con estas tarjetas que se sumerge en la muestra, tiene una solución económica, rápida, y precisa para hacer tests de drogas.

- Fácil de fotocopiar los resultados
- Rápido y Preciso
- Solución Económica
- Resultados claros y precisos



CE

Tests vía Oral

Oral Fluids le proporciona una opción rápida y no invasiva en los tests de drogas por saliva.

- Detección conveniente
- Resultados claros y fáciles de leer
- Rápido tiempo de respuesta
- Fácil de usar para el donante y el administrador
- No hay contacto con las muestras
- Sin poder manipular
- Solo para el uso forense
- Varias configuraciones disponibles
- No disponible en los EEUU




CE

Vasos de Recogida


Estos vasos duraderos y a prueba de fugas son perfectos para la recolección de orina.

- A prueba de fugas
- Sin poder manipular
- Medidas en Onzas y Milímetros
- Tira de temperatura integrada




LifeGuard – el Alcoholímetro Personal

¿Por qué comprar el LifeGuard?



- **Específico al Alcohol.** El LifeGuard siempre y sólo mide el alcohol. Los dispositivos de la tecnología de semiconductor que son populares por sus precios económicos, pueden dar lecturas positivas, incluso cuando el alcohol no está presente. ¿Por qué pagar por una lectura falsa, aunque sea económica?
- **Control de BAC.** El LifeGuard le proporciona los tres últimos resultados, para que pueda ver si su contenido de alcohol en aliento (BAC) es ascendente o descendente. Se utiliza esta herramienta para aprender acerca de su capacidad individual para procesar el alcohol.
- **Preciso.** El LifeGuard utiliza la tecnología de pila de combustible, la misma que ponemos en nuestros equipos para las fuerzas de la ley. No hay otro alcoholímetro portátil que sea más preciso.
- **Fácil de Usar.** El LifeGuard le guía con iconos fáciles de entender en una pantalla de alta resolución - siendo fácil y rápido para obtener lecturas de alcoholemia.
- **Confiable.** La combinación de la larga vida útil, el control de BAC, la especificidad de alcohol y de alta precisión se suma a un alcoholímetro en que se puede confiar.
- **Económico.** Los dispositivos de semiconductor pueden aparecer más baratos pero no son precisos y no tienen una larga vida útil así que el LifeGuard es más económico en el largo plazo.



Se ve una curva de alcohol
Vea al instante la cantidad de alcohol en el aliento



Lectura de 3 dígitos
Con una precisión a la milésima de un punto porcentual




Gráfico de Tres Lecturas
Un monitor de sus últimos tres resultados para ver si su BAC es ascendente o descendente



La boquilla permanente se incorpora fácilmente para su almacenamiento y transporte.

BreathScan® Probadores de Alcohol Desechables

El BreathScan® es un test de alcohol de confianza y de un solo uso. Proporciona una prueba conveniente, no invasiva, para la detección sea en el trabajo, en la casa o donde quiera que vaya. Fácil de llevar y fácil de usar y específico al alcohol.

- Apriete el tubo para romper la ampolla y activar los cristales
- Sople en el tubo
- Obtendrá el resultado

Si BreathScan® detecta la presencia de alcohol en la respiración del individuo, los cristales se cambiarán de color.



Lifeloc Technologies ha sido el líder reconocido en las pruebas de alcoholemia. Nuestra reputación se basa en la calidad, la facilidad de uso y el servicio excepcional al cliente. Todos los productos y servicios del Lifeloc se han creado pensando en usted.

Y el suministro de los tests de drogas por Lifeloc no es una excepción. Cada producto de detección de drogas es fabricado en los EE.UU. y hecho con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Al comprar todos sus tests de alcohol y drogas en un solo lugar, le ahorra tiempo y dinero. Se consolida los proveedores, reduce el papeleo y ahorra en el transporte de mercancías.

¡Para hacer las pruebas de drogas y el alcohol nunca ha sido tan fácil!

Para obtener más información o para realizar pedidos de consumibles y accesorios favor de llamar, enviar un correo electrónico o visítenos por nuestra pagina web.

Lifeloc

TECHNOLOGIES

12441 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, COLORADO 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
info@lifeloc.com | www.lifeloc.com

