

Lifeloc TECHNOLOGIES



Un sistema completo en la gestión de los datos de pruebas y calibración de su alcoholímetro. Con AlcoMark se puede usar un PC para imprimir, clasificar, editar y guardar estos datos. Es la herramienta perfecta para el análisis y archivar los resultados.

AlcoMark[®]
el Software de Gestión de Datos de Alcoholemia

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Vision General

AlcoMark es un programa de software desarrollado por Lifeloc Technologies para su uso exclusivo con los alcoholímetros de Lifeloc. Con AlcoMark se puede albergar los resultados de pruebas y de la calibración de cualquier número de instrumentos Lifeloc. El programa permite la comunicación entre equipos Lifeloc y PCs, permitiéndole ver, ordenar, filtrar, imprimir, editar y archivar sus datos de prueba y de calibración. Los resultados se pueden exportar a archivos de Excel, XML o de texto permitiéndole el análisis posterior o intercambio de datos, si quiere.

AlcoMark ofrece la capacidad de diagnóstico remoto, que permite que su alcoholímetro se comunique directamente con el soporte técnico de Lifeloc con el fin de diagnosticar y resolver los problemas ágilmente.



El software es fácil de instalar y de usar por su interfaz. Está disponible como una sola instalación o con una licencia de sitio que soporta hasta cinco PCs.

Funciones

- Descargar resultados de pruebas y calibración en la base de datos
- Personalizar la vista de la base de datos
- Impresión directa de los resultados de prueba y calibración desde AlcoMark
- Exportar los datos a Excel, XML y texto
- Buscar, ordenar y filtrar los resultados para análisis de datos
- Archivo de resultados de pruebas y calibración
- Diagnóstico remoto

Equipo Lifeloc Compatible

- FC10^{Plus}™
- FC20™
- FC20BT™
- EV30™
- Phoenix® 6.0
- Phoenix 6.0BT



| | |
|-------------------------|--|
| Instalación de software | AlcoMark CD |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Puerto USB | Cable de ordenador de USB incluido con AlcoMark para conectar dispositivo Lifeloc con PC |
| Idioma | Inglés o Español |
| Garantía | 1 año de Garantía |
| Compatible con Equipo | FC10 ^{Plus} , FC20, FC20BT, EV30, Phoenix 6.0, Phoenix 6.0BT |

Todos los Alcoholímetros Lifeloc son Aprobados por DOT/NHTSA.